

รายละเอียดเครื่องวัดความแน่นของเนื้อผลไม้ รุ่น FT-011

(เหมาะสำหรับผลไม้ทั่วไป ที่เป็นผลไม้เนื้อนุ่ม)

1. เป็นเครื่องมือสำหรับ วัดความแน่นของเนื้อผลไม้ทั่วไป ซึ่งเป็นผลไม้เนื้อแน่นแต่นุ่ม หรือ ผลไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างอ่อน เช่น **ผลมะม่วงสุกปานกลาง, ผลแคนตาลูป, แตงไทย, ผลเนกเตอริน, ลูกพีช ลูกแพร์ พันธุ์ต่างๆ ฯลฯ**
2. สามารถวัดและอ่านค่าของความแน่นของเนื้อผลไม้ ออกมาเป็นค่าน้ำหนักช่วงวัดได้ ดังนี้.-

รุ่น FT-011 อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-11 ปอนด์ (ช่วงความละเอียดในการอ่านค่า 0.10 ปอนด์)

หรือ 0-5 กิโลกรัม (ช่วงความละเอียดในการอ่านค่า 0.05 กิโลกรัม)

3. จะต้องมีส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าหัววัด (Fruit Plunger Tip) ให้เข้ากับตัวเครื่อง อย่างน้อย 2 ขนาดให้ คือ
- **หัววัดขนาด 7/16 นิ้ว** (เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 มม.) ใช้วัดผลไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างแน่นและ แข็งไม่มาก
- **หัววัดขนาด 5/16 นิ้ว** (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.) ใช้วัดผลไม้ที่มีเนื้อแน่นแต่นุ่ม เช่น **ผลแคนตาลูป, แตงไทย, ผลเนกเตอริน, ลูกพีช ลูกแพร์ พันธุ์ต่างๆ ฯลฯ**
4. จะต้องใบมีด (Fruit Peeler) ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี สำหรับใช้เฉือนเปลือกผลไม้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ ทดลอง ซึ่งมีมากับตัวเครื่อง จำนวน 1 อัน
5. มีคู่มือการใช้เครื่อง ซึ่งมีให้มากับสินค้า และคู่มือการใช้ที่แปลเป็นภาษาไทย (อย่างย่อ)